



ПРОТОКОЛ № 717

**рассмотрения первых частей заявок
участников в открытом редукционе в электронной форме**

«24» мая 2017

Закупка № 31705114410 от 16.05.2017
 Наименование закупки: Поставка медицинских перчаток стерильных
 Способ проведения закупки: Редукцион
 Наименование электронной площадки в сети Интернет: ОТС-tender
 Адрес электронной площадки в сети Интернет: tender.otc.ru

Заказчик
 Наименование организации: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
 Место нахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
 Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

Проведение процедуры
 Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: 24.05.2017 в 11:00
 Место проведения процедуры рассмотрения заявок: г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
 Дата подписания протокола: 24.05.2017

Сведения о комиссии:

На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:

Ф.И.О.	Должность	Статус
Председатель комиссии:		
И.В. Кривовязый	Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Члены комиссии:		
Д.И. Гончарук	Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Л.А. Чугунова	Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Е.А. Маслакова	Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Т.И. Минаева	Главная медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Секретарь комиссии:		
И.П. Пушница	Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум	имеется	<input checked="" type="checkbox"/>	не имеется	<input type="checkbox"/>
Комиссии	правомочна	<input checked="" type="checkbox"/>	неправомочна	<input type="checkbox"/>

Предмет договора

Предмет договора

Поставка медицинских перчаток

Начальная (максимальная) цена договора:

стерильных
4 998 218 (четыре миллиона девятьсот
девяносто восемь тысяч двести
восемнадцать) рублей 00 копеек,
включая НДС

Срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг

со дня заключения договора по 31 мая
2018 года по заявкам Заказчика.

Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Начально максимальная цена единицы Товара, руб.
1	Перчатки стерильные EPIC Размер: 6	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурированный рисунок должен быть нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,16 мм для обеспечения механической прочности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Размер: 6	пара	18 000	20,86
2	Перчатки стерильные EPIC Размер: 7	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурированный рисунок должен быть нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,16 мм для обеспечения механической прочности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Размер: 7	пара	80 000	20,86
3	Перчатки стерильные EPIC Размер: 8	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурированный рисунок должен быть нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,16 мм для обеспечения механической прочности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Размер: 8	пара	32 000	21,01
4	Перчатки стерильные EPIC Размер: 9	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурированный рисунок должен быть нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,16 мм для обеспечения механической прочности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Размер: 9	пара	2000	21,13

5	Перчатки Profeel стерил Размер: 7	Перчатки хирургические из натурального латекса, стерильные с цветовой индикацией повреждения для хирургических операций в условиях повышенного риска инфицирования. Две пары (4 шт.) перчаток в одной индивидуальной стерилизационной упаковке. Пара внутренних перчаток контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для индикации прокола, поверхность быть без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток, одинарная толщина в области пальцев 0,18 - 0,22 мм для обеспечения прочности и достаточной тактильной чувствительности. Пара внешних перчаток изготовлена без добавления красителей, поверхность должна быть без опудривания, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток, текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,18 - 0,22 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Индивидуальная стерилизационная упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Размер: 7	пара	260	238,35
6	Перчатки Profeel стерил Размер: 8	Перчатки хирургические из натурального латекса, стерильные с цветовой индикацией повреждения для хирургических операций в условиях повышенного риска инфицирования. Две пары (4 шт.) перчаток в одной индивидуальной стерилизационной упаковке. Пара внутренних перчаток контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для индикации прокола, поверхность быть без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток, одинарная толщина в области пальцев 0,18 - 0,22 мм для обеспечения прочности и достаточной тактильной чувствительности. Пара внешних перчаток изготовлена без добавления красителей, поверхность должна быть без опудривания, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток, текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,18 - 0,22 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Индивидуальная стерилизационная упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Размер: 8	пара	300	238,35
7	Перчатки Gammex Latex Enlite стерильные Размер: 7	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Размер: 7	пара	24000	38,39

8	Перчатки Gammex Latex Enlite стерильные Размер: 8	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Размер: 8	пара	24 000	38,39
9	Перчатки Gammex Latex Enlite стерильные Размер: 9	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Размер: 9	пара	800	38,39
10	Перчатки Gammex Non-Latex PI Underglove стерильные Размер: 8	Перчатки хирургические из синтетического материала раствора термоэластопласта (полиизопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости смены и одевания перчатки. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,19 мм для обеспечения тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для возможности цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Длина перчатки не менее 300 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Размер: 8	пара	1 000	232,45

Заявки

Входящий номер заявки	Дата и время поступления заявки (время московское)
532746	22.05.2017 15:22
533664	23.05.2017 08:37
535745	23.05.2017 18:55

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в

электронной форме комиссией приняты следующие решения:

1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

Входящий номер заявки	Код участника
532746	1
533664	2
535745	3

2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:

Входящий номер заявки	Обоснование принятого решения
-----------------------	-------------------------------

Дата, место, время начала редуционного снижения: 29.05.2017 04:00 (время московское)
электронная площадка tender.otc.ru

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:

Главный врач

И.В. Кривовязый

Члены комиссии:

Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер

Л.А. Чугунова

Юрисконсульт

Е.А. Маслакова

Главная медицинская сестра

Т.И. Минаева

Секретарь комиссии:

Экономист

И.П. Пушница